

IT

Descrizione

Congratulazioni per l'acquisto dell'otoprotettore individuale per proteggere l'udito da rumori nocivi. La durata di utilizzo prevista è di almeno 2 anni. Prima di utilizzare gli otoprotettori, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

DLO®

Gli otoprotettori Dreve con filtri DI sono approvati come dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo il regolamento (UE) 2016/425. Il DLO® con filtro DI è stato approvato di PZT GmbH (1974), D-26389 Wilhelmshaven.

Inserimento del tappo

Estrarre gli otoprotettori dalla confezione con le mani pulite. Per inserire correttamente l'otoprotettore, sostenerlo con il pollice e l'indice e introdurlo con cautela ruotandolo leggermente all'indietro. Per agevolare l'inserimento è preferibile tirare l'orecchio all'indietro e verso l'alto con una mano e inserire l'otoprotettore con l'altra mano.

Entrambi otoprotettori antirumore sono contrassegnati con colori che aiutano a distinguerli (destra = rosso / sinistra = blu).

L'azione protettiva dell'otoprotettore si ottiene solo se questo viene inserito con precauzione e utilizzato ininterrottamente in presenza di rumore. Estrarre l'otoprotettore anche per poco tempo mette a rischio l'udito. Si raccomanda di far controllare una volta all'anno l'otoprotettore da uno specialista in apparecchi acustici autorizzato.

Secondo l'articolo § 8 del LärmVibrationsArbSchV (normativa tedesca sulla protezione contro il rumore e le vibrazioni sul luogo di lavoro), è richiesto un controllo funzionale periodico almeno ogni due anni

Estrazione

Afferrare l'otoprotettore dalla presina se presente ed estrarlo con cautela fuori dall'orecchio. Evitare di tirare oppure strappare il cordino.

Pulizia

L'otoprotettore è destinato ad essere utilizzato per anni, pertanto occorre pulirlo accuratamente con una salviettina umidificante. Per la pulizia a fondo e la disinfezione si raccomandano gli articoli di igiene **OtoVita®**. Evitare il contatto con solventi aggressivi (ad es. acetone)! Per la pulizia tenere chiuso il sistema del filtro con il pollice sinistro e usare una salviettina umidificante **OtoVita®** per disinfettare e pulire la superficie dell'otoprotettore. Il filtro deve essere protetto dall'umidità per non comprometterne la funzione di attenuazione. Raccomandiamo di proteggere gli otoprotettori dalle temperature estreme e conservarli nella confezione fornita.

Avvertenze importanti!

Determinate sostanze chimiche possono danneggiare l'otoprotettore. Per ulteriori indicazioni rivolgersi al produttore. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può compromettere seriamente l'effetto antirumore dell'otoprotettore. Pertanto si raccomandano con insistenza un uso e una manutenzione dell'otoprotettore conformi alle nostre indicazioni. L'otoprotettore è disponibile anche con un cordoncino. "Attenzione: non indossare questi otoprotettori se esiste il rischio che il cavo resti impigliato o attorcigliato durante l'uso." Non sono previsti effetti collaterali indesiderati quando si indossa questo DPI. Reazioni immunitarie (ad es. Allergie) o sensazioni sgradevoli localizzate (ad es. Irritazioni del condotto uditivo) non possono essere sostanzialmente escluse del tutto. In presenza di effetti collaterali indesiderati, Vi preghiamo di contattarci in ogni caso.

Dati tecnici in conformità a EN 352-2:2002

Con la presente, Dreve dichiara che il DPI DLO® con filtro DI è conforme al regolamento (UE) 2016/425. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su smartorder.dreve.de

Godetevi il vostro otoprotettore individuale!

NL

Beschrijving

Vij feleciteren u met de aankoop van deze individueel vervaardigde gehoorbeschermings-otoplastiek om uw gehoororgaan te beschermen tegen schadelijk lawaai. De gebruiksduur is bepaald op ten minste 2 jaar. Leest u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u de otoplastieken in gebruik neemt.

DLO®

De Dreve gehoorbeschermende otoplastieken met de DI-Filters zijn n als persoonlijk ke beschermingsmiddelen (PBM) volgens Verordening (EU) 2016 / 425 getest. Ze voldoen aan de eisen betreffende gezondheid en veiligheid op de werkplaats die hieraan ten grondslag liggen. Het DLO® met DI filter zijn goedgekeurd door PZT GmbH (1974) in D-26389 Wilhelmshaven.

Indoan van de otoplastieken

Neem de otoplastieken met schone handen uit de verpakking. Om de otoplastieken op de juiste manier te plaatsen pakt u deze tussen duim en wijsvinger en zet u de otoplastiek met een lichte draai beweging voorzichtig in uw oor. Om het inzetten gemakkelijker te maken trekt u het oor met één hand naar achteren en naar boven terwijl u de otoplastiek met de andere hand plaatst. Om ze te kunnen onderscheiden hebben de beide gehoorbeschermers ieder een andere kleur (rechts = rode / links = blauwe).

Pas als u de otoplastieken zorgvuldig inzet en bij lawaai zonder onderbreking draagt kunnen de otoplastieken hun beschermende werking volledig uitoefenen. Als u de otoplastieken zelfs maar korte tijd uitoefent brengt u uw gehoor in gevaar. Wij raden u aan de otoplastieken jaarlijks door uw geautoriseerde professionele audicien / adviseur op het gebied van gehoorbescherming te laten controleren.

Volgens § 8 Geluids- en trilling veiligheidsvoorschriften (Duitse voorschriften): Voor de beroepsmatige bescherming tegen lawaai en trillingen, is minstens iedere twee jaar een functionering check verplicht.

Verwijderen

Pak het oorstukje vast bij de greep en neem het voorzichtig uit het oor. Vermijd het trekken aan het slange-tje / koordje zoveel mogelijk.

Reiniging

Uw persoonlijke gehoorbescherming is bestemd voor langdurig gebruik. Desondanks zal na ieder gebruik uw oorstukjes gereinigd moeten worden met een vochtig schoonmaakdoekje. Om ze grondig schoon te maken en te desinfecteren raden wij de **OtoVita®** hygiëneproducten aan. Contact met agressieve oplosmiddelen (bv. acetone) vermijden! Schoonmaken doet u door met uw duimen het filtersysteem af te sluiten en het verdere oppervlakte te reinigen met **OtoVita®** reiniging tissues. Het filtersysteem mag niet in aanraking komen met vocht. Dit kan de werking negatief beïnvloeden. Bescherm de otoplastieken tegen extreme temperaturen en bewaar ze in de meegeleverde verpakking.

Belangrijke voorschriften!

De otoplastieken kunnen beschadigd worden door bepaalde chemische stoffen. Meer informatie kunt u aanvragen bij de producent. Als u zich niet houdt aan deze voorschriften kan de beschermende werking van de otoplastieken zeer nadelig beïnvloed worden. Wij raden u daarom om dringend aan de otoplastieken volgens deze voorschriften te plaatsen en te onderhouden. De otoplastieken zijn ook met een koordje te verkrijgen. "Waar-schuwing: Draag de gehoorbescherming niet als er een risico bestaat dat het koord breekt, of in de war raakt." Met ongewenste bijwerkingen hoeft bij het dragen van deze pbm's geen rekening te worden gehouden. Immunoreacties (bv. allergieën) of plaatselijke gevoeligheidsstoornissen (bv. Irritaties in de gehoorgang) kunnen echter in principe niet worden uitgesloten. Mochten er u ongewenste bijwerkingen bekend worden, dan zoeken wij in ieder geval om mededeling.

Technische gegevens volgens EN 352-2:2002

Hierbij verklaart Dreve dat de pbm's DLO® met DI filter voldoet aan de verordening (EU) 2016/425. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op smartorder.dreve.de.

We wensen u veel plezier met uw persoonlijke gehoorbescherming!

Unter folgender Anweisung erhalten Sie weitergehende technische Informationen:

Further technical information is available from the following address:

Pour plus d'informations d'ordre technique, merci de bien vouloir vous adresser à :

Podrá obtener más información técnica importante en la siguiente dirección:

È possibile richiedere ulteriori informazioni tecniche al seguente indirizzo:

Op het volgende adres kunt u additionele technische informatie aanvragen:

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31 · 59423 Unna / Germany

Tel.: + 49 2303 8807-0 · Fax + 49 2303 82909

E-Mail: otoplastik@dreve.de · www.dreve.com

Notified Body (1974):

PZT GmbH · An der Junkerey 48 F

26389 Wilhelmshaven / Germany



Stand der Information / Date of information / État de l'information / Versión de la información / Stato delle informazioni / Staant van de informatie: 04.2018

Technische Daten nach EN 352-2:2002 / Technical data in accordance with EN 352-2:2002 / Données techniques conformément à EN 352-2:2002 / Datos técnicos conforme a EN 352-2:2002 / Dati tecnici in conformità a EN 352-2:2002 / Technische gegevens volgens EN 352-2:2002

H-high frequency attenuation (f > 2000 Hz); M-medium frequency attenuation (f > 500 Hz and f < 2000 Hz); L-low frequency attenuation (f < 500 Hz) SNR-Single Number Rating

Frequency [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Acrylic with DI red	SNR 31 dB H 32 dB M 28 dB L 24 dB						
Average attenuation value Mean (dB)	25.3	25.8	29.3	32.5	34.4	38.5	40.2
Standard deviation StD dev (dB)	4.5	3.8	3.9	4.4	3.7	3.8	3.4
Assumed protection effect APV (dB)	20.8	22.0	25.4	28.1	30.7	34.7	36.8
Acrylic with DI yellow	SNR 26 dB H 27 dB M 23 dB L 19 dB						
Average attenuation value Mean (dB)	18.3	21.7	24.5	27.5	28.7	36.2	36.8
Standard deviation StD dev (dB)	5.5	3.3	3.3	3.5	4.1	4.7	3.8
Assumed protection effect APV (dB)	12.8	18.4	21.2	24.0	24.6	31.5	33.0
Silicone with DI red	SNR 27 dB H 27 dB M 25 dB L 23 dB						
Average attenuation value Mean (dB)	23.0	25.4	26.3	28.1	31.2	31.3	41.4
Standard deviation StD dev (dB)	3.1	3.4	3.2	3.3	4.9	5.9	4.6
Assumed protection effect APV (dB)	19.9	22.0	23.1	24.8	26.3	25.4	36.8
Silicone with DI yellow	SNR 24 dB H 26 dB M 20 dB L 17 dB						
Average attenuation value Mean (dB)	18.1	19.6	20.8	23.8	28.8	32.9	38.2
Standard deviation StD dev (dB)	5.2	3.2	3.7	3.7	3.8	3.6	3.1
Assumed protection effect APV (dB)	12.9	16.4	17.1	20.1	25.0	29.3	35.1



Protection & Comfort



DLO® Industry

Dreve Lärmschutz Otoplastik

Sound Technology by
DYNAMIC
EAR COMPANY



www.dreve.com

**(DE)**

Beschreibung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieser individuell gefertigten Gehörschutz-Otoplastik zum Schutze Ihres Gehörs vor schädlichem Lärm. Die Gebrauchsdauer ist für mindestens 2 Jahre bestimmt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Otoplastik in Gebrauch nehmen.

DLO*

Die DLO* mit DI-Filtern sind als persönliche Schutz-ausrüstung (PSA) nach der Verordnung (EU) 2016 / 425 geprüft. Sie entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz. Die DLO* mit DI-Filter ist von PZT GmbH (1974) in D-26389 Wilhelmshaven zugelassen worden.

Das Einsetzen

Nehmen Sie die Otoplastik mit sauberen Händen aus der Verpackung. Zum richtigen Einsetzen fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger die Otoplastik und setzen diese vorsichtig mit einer leichten Drehbewegung nach hinten ein. Um das Einsetzen zu erleichtern, sollten Sie mit einer Hand das Ohr nach hinten-oben ziehen und mit der anderen Hand die Otoplastik einsetzen.

Zur Unterscheidung wurden die beiden Gehörschutz-Otoplastiken farblich gekennzeichnet (rechts = rot / links = blau).

Nur wenn Sie die Otoplastik sorgfältig einsetzen und im Lärm ohne Unterbrechung tragen, kann die Gehörschutz-Otoplastik ihre schützende Wirkung erreichen. Wenn Sie die Otoplastik auch nur für kurze Zeit herausnehmen, gefährden Sie Ihr Gehör. Wir empfehlen Ihnen, die Otoplastik jährlich von Ihrem autorisierten Hörgeräteakustiker überprüfen zu lassen. Gemäß § 8 der LärmVibrationsArbSchV wird eine wiederkehrende Funktionskontrolle spätestens im Abstand von zwei Jahren gefordert.

Die Entnahme

Fassen Sie die Otoplastik am Griffsteg, wenn vorhanden, und nehmen Sie diese vorsichtig aus dem Ohr. Das Ziehen oder gar Reißen an der Kordel ist grundsätzlich zu vermeiden.

Die Reinigung

Ihre Otoplastik ist zum langfristigen Gebrauch bestimmt, deshalb sollte sie nach jeder Benutzung mit einem Feuchttuch gereinigt werden. Zum gründlichen Reinigen und Desinfizieren empfehlen wir unsere **OtoVita*** Pflegeserie. Der Kontakt mit aggressiven Lösungsmitteln (z. B. Aceton) muss vermieden werden! Zur Reinigung halten Sie das Filtersystem mit dem Daumen zu und reiben Sie die dem Ohr zugewandte Oberfläche mit einem **OtoVita*** Feuchttuch ab. Das Filtersystem darf nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen, da sonst die Funktion des Filters beeinträchtigt wird. Schützen Sie die Otoplastiken vor extremen Temperaturen und bewahren Sie sie in der mitgelieferten Verpackung auf.

Wichtige Hinweise!

Die Otoplastik kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben können vom Hersteller angefordert werden. Wenn diese Empfehlungen nicht befolgt werden, kann die Schutzwirkung der Otoplastik erheblich beeinträchtigt werden. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, die Otoplastik nach unseren Hinweisen einzusetzen und zu pflegen. Die Otoplastik ist auch mit einer Kordel erhältlich. "Warnung. Diese Gehörschutz-Otoplastiken sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Kordel während des Tragens verfangt oder mitgerissen wird." Unerwünschte Nebenwirkungen sind beim Tragen dieser PSA nicht zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen (z. B. Reizungen im Gehörgang) können jedoch prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung.

Technische Daten nach EN 352-2:2002

Hiermit erklärt Dreve, dass die PSA DLO* mit DI-Filter der Verordnung (EU) 2016 / 425 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: smartorder.dreve.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem persönlichen Gehörschutz!

(EN)

Description

We congratulate you on the purchase of this custom-made hearing protection earmold to protect your hearing from harmful noise. The lifetime is intended for at least 2 years. Please read the instructions carefully before using the earmold.

DLO*

As personal protective equipment (PPE) the Dreve hearing protection earmolds including DI filters are type approved according to Regulation (EU) 2016 / 425. They meet the essential health and safety requirements in the workplace. The DLO* with DI filter has been approved by PZT GmbH (1974) in D-26389 Wilhelmshaven.

Insertion

Take the earmold out of the packing with clean hands. For the correct insertion touch the noise plug with thumb and index finger and insert the earmold carefully with a slightly backwards turning movement. In order to ease the insertion pull the ear with one hand to the back/upwards and insert the earmold with the other hand.

In order to distinguish the two earmolds they have been marked with different colors (right = red / left = blue).

The earmold can only attain complete protection, if you insert it carefully and wear constantly during exposing to noise. Even if you remove the earmold for a short moment, this may damage your hearing. We would recommend you to have your earmold checked annually by your authorized hearing healthcare professional. According to § 8 of the LärmVibrationsArbSchV (German regulation for occupational protection from noise and vibrations), a recurring function check is required at least every two years.

Removal

If present grab the earmold at the bridge and remove it carefully out of the ear. You generally need to avoid pulling and dragging the cord.

Cleaning

Your earmold has been designed for a use of several years. Therefore it has to be cleaned carefully after each use with a moisture cleaning tissue. For thorough cleaning and disinfection we recommend our **OtoVita*** care range. Avoid contact with aggressive solvents (e. g. acetone)! For cleaning, keep the filter system with the thumb closed while cleaning the ear facing surface with the help of an **OtoVita*** cleaning tissue. The filter system has to be kept away from moisture, otherwise the attenuation effect is impaired. Protect the earmolds from extreme temperatures and store them in the packaging provided.

Important advice!

The earmold might suffer from certain chemical substances. Further indications may be requested from the manufacturer. In case these recommendations are not followed the protective action of the earmold might be affected considerably. We do therefore recommend to insert and care the earmold according to our indications. The earmold is available with a cord. "Warning: Do not wear these hearing protection earmolds if there is a risk of the cord being torn away or cord entanglement." Undesirable side effects are not to be expected when wearing this PPE. However, immune reactions (e. g. allergies) or local discomfort (e. g. irritations in the auditory canal) cannot be ruled out in principle. If you become aware of undesired side effects, please let us know in any case.

Technical data in accordance with EN 352-2:2002

Dreve hereby declares that the PPE DLO* with DI filter corresponds to Regulation (EU) 2016 / 425. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: smartorder.dreve.de

Enjoy your personal hearing protection!

(FR)

Description

Nous vous felicitons pour l'acquisition de cette protection auditive individuelle pour protéger votre ouïe contre le bruit nocif. La durée est déterminée pour au moins 2 ans. Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant de commencer à utiliser l'embout.

DLO*

Les embouts de protection anti-bruits Dreve dotes d'un filtre DI sont testes comme des équipement de protection individuelle (EPI) et conforme au règlement Européen EPI 2016 / 425. Ils sont conformes aux exigences fondamentales en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Le modèle DLO* avec filtre DI a été approuvé par PZT GmbH (1974) à D-26389 Wilhelmshaven.

Mise en place de l'embout

Retirez l'embout de son emballage en ayant les mains propres. Pour mettre en place correctement l'embout, prenez l'embout entre le pouce et l'index et enfoncez l'embout délicatement en effectuant une légère rotation. Pour faciliter l'insertion, il convient de tirer l'oreille d'une main vers le haut et vers l'arrière pendant que vous enfoncez l'otoplastique de l'autre.

Pour différencier les deux embouts de protection anti-bruits, ils sont repérés par des codes couleurs (droite = rouge / gauche = bleu).

Ce n'est que lorsque vous avez inséré l'embout soigneusement et que vous le portez sans interruption dans un environnement bruyant que l'embout peut assurer sa fonction protectrice. Si vous sortez l'embout, ne serait-ce que brièvement, vous mettez votre audition en danger. Nous vous conseillons de faire vérifier votre embout une fois par an par votre audioprothésiste agréé. Conformément au §8 du LärmVibrationsArbSchV (règlement allemand concernant la protection du travail contre le bruit et les vibrations), un contrôle de fonctionnement récurrent est requis au plus tard tous les deux ans

Enlèvement

Prenez l'embout à la poignée, si elle existe et enlevez-le doucement de l'oreille.

Il faut éviter en principe de déchirer et tirer le cord.

Nettoyage

Votre embout auriculaire est certainement conçu pour une utilisation à long terme, c'est pourquoi, après chaque utilisation il doit être nettoyé avec une lingette humide. Pour le nettoyer soigneusement et le désinfecter, nous vous conseillons d'utiliser les produits d'hygiène **OtoVita***. Le contact avec des solvants agressifs (p. ex. de l'acétone) doit être évité ! Pour le nettoyage, vous devez tenir le filtre avec le pouce et frotter la surface en l'orientant en face de l'oreille avec l'aide d'un tissu de nettoyage **OtoVita***. Le système filtre ne doit pas être exposé à l'humidité, sinon le fonctionnement du filtre sera altéré. Veuillez protéger les embouts des températures extrêmes et les garder dans l'emballage fourni.

Remarques importantes !

L'embout peut être altéré par certaines substances chimiques. Vous obtiendrez des informations plus détaillées auprès du fabricant.

Lorsque ces recommandations ne sont pas suivies, l'effet protecteur de l'embout peut être considérablement diminué. Nous vous conseillons ainsi vivement d'utiliser et d'entretenir l'embout conformément à nos instructions. L'embout est également disponible avec un cordon. "Attention: Ces embouts de protection auditive ne doivent pas être portés s'il y a un risque que le cordon s'emmêle ou soit accroché pendant leurs utilisations." Des effets secondaires indésirables ne sont pas attendus en portant de cet EPI. Cependant, des réactions immunitaires (par ex. des allergies) ou un inconfort local (par ex. des irritations dans le conduit auditif) ne peuvent en principe être exclues. Si vous constatez des effets secondaires indésirables, veuillez nous en informer en tout cas.

Données techniques conformément à EN 352-2:2002

Par la présente, Dreve déclare que le EPI DLO* avec filtre DI est conforme au règlement (UE) 2016 / 425. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur smartorder.dreve.de.

Profitez de votre protection auditive individuelle !

(ES)

Descripción

Felicitaciones por la adquisición de la protección auditiva individual para la protección de su oído de ruido nocivo. La duración de uso es prevista para 2 años al menos. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar los tapones.

DLO*

Los tapones de protección auditiva Dreve con filtros DI estan probados como equipo de protección personal (EPP) conforme al reglamento (UE) 2016 / 425. Los DLO* de con filtro DI han sido aprobado por la empresa PZT GmbH (1974) en Wilhelmshaven, D-26389.

Uso de los tapones

Extraiga el tapón del embalaje con las manos limpias. Para una colocación correcta del tapón, sujételo con los dedos pulgar e índice y colóquelo con cuidado efectuando un ligero movimiento circular hacia atrás. Para facilitar su colocación, debería tirar de la oreja hacia atrás y arriba con una mano y colocar el tapón con la otra.

Para distinguirlos, los dos tapones de protección auditiva presentan una identificación de color (derecho = rojo / izquierdo = azul).

El tapón solo ejercerá su efecto protector si se coloca con cuidado y se lleva ininterrumpidamente en caso de ruido. Si se saca el tapón aunque sea por un breve espacio de tiempo, pondrá su oído en peligro. Le recomendamos que lleve sus tapones una vez al año a un especialista en audífonos para su revisión.

Conforme al § de la LärmVibrationsArbSchV (Regulación alemana para la protección laboral contra el ruido y las vibraciones.), una verificación de función es requerida a más tardar cada dos años.

La toma

Si está disponible, coja el molde auditivo al asidero y sálolo con cuidado del oído.

Evite fundamentalmente de tirar o rasgar al cordón.

Limpieza

Sus tapones están previstos para un uso a largo plazo y por eso deben ser limpiado después de cada uso con una toallita húmeda. Para la limpieza a fondo y la desinfección recomendamos los productos higiénicos **OtoVita***. Se debe evitar el contacto con disolventes agresivos (p. ej. acetona).

Para la limpieza parte el sistema de filtro con el pulgar izquierdo y refregan la tapen que está dirigida al oído con una **OtoVita*** Toallita húmeda. El sistema de filtro no debe entrar en contacto con agua, porque la función del filtro se menoscabara. Proteja los moldes auditivos a temperaturas extremas y guárdelos en el embalaje preparado.

Indicaciones importantes!

Los tapones pueden deteriorarse debido a determinadas sustancias químicas. Es posible solicitar más datos al fabricante. Si no se siguen estas recomendaciones, el efecto protector de los tapones puede verse perjudicado considerablemente. Por ello, le recomendamos encarecidamente que utilice y conserve los tapones conforme a nuestras indicaciones. Los tapones también se encuentran disponibles con un cordón. "Advertencia: Estos tapones de protección auditiva no deben ser usados si existe el riesgo de que el cordón se atrape o se enrede durante el uso." Efectos colaterales indeseables no son esperables usando ese EPI. Reacciones inmunitarias (por ejemplo alergia) o sensaciones desagradables locales (por ejemplo irritaciones en el conducto auditivo) no se pueden excluir de principio. En caso de que tenga comentarios de efectos colaterales indeseables, solicítanos contactarnos en todo caso.

Datos técnicos conforme a EN 352-2:2002

Con esto Dreve declara que el EPI DLO* de con filtro DI corresponde con el reglamento (UE) 2016 / 425. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la página web smartorder.dreve.de.

¡Disfrute de su protector auditivo personal!